

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАКОНЕЧНИКОВ СЪЕМНЫХ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Наконечники съемные применяются для дозирования жидких сред при проведении химических, биохимических и медицинских анализов в лабораториях больниц, предприятий, научно-исследовательских учреждений и в виде насадок к приборам «Алкотест»..

1.2 Наконечники съемные изготавливаются из полипропилена и соответствуют ТУ РБ 14750615.003-97.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Наконечники съемные поставляются упакованными в запаянные полиэтиленовые пакеты в количестве кратном 50.

2.2 В каждый полиэтиленовый пакет должна быть вложена этикетка.

2.3 Пакеты укладываются в ящики. В каждый ящик вложена инструкция по применению.

3. ПРИМЕНЕНИЕ

3.1 Вскройте пакет и выньте наконечник.

3.2 Присоедините наконечник к прибору и проведите все необходимые манипуляции.

3.3 В случае необходимости стерилизации наконечников поместите их в стерилизатор паровой по ГОСТ 19569 на 45 минут при температуре (120+1) °С.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Наконечники съемные транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

4.2 Наконечники съемные в упаковке изготовителя должны храниться на складах изготовителя и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.

На полках стеллажа по высоте должно укладываться не более 5 ящиков.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие наконечников съемных ТУ РБ 14750615.003-97 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.

5.2 Гарантийный срок хранения наконечников съемных - 2 года со дня изготовления.

5.3 Все претензии по качеству наконечников съемных направлять по адресу: 220090, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кольцова, д.19, НПК «БИОН».

Тел./факс: (017) 285-94-61.

E-mail: npk.bion@yandex.by