

ООО «МалидиМед»

Юридический адрес: 211415, Витебская область, г. Полоцк,
проспект Франциска Скорины, д.14, пом.32, к.3

Почтовый адрес: 211415, Витебская область, г. Полоцк, а/я 57

Р/с: BY87 ALFA 3012 2A26 2000 1027 0000 в ЗАО «Альфа-Банк»,

БИК: ALFABY2X, УНП: 391961785

Директор Косаревич Денис Владимирович действует на основании Устава

E-mail: info@malmed.by Тел. +375-44-5577181

Коммерческое предложение

**на поставку поверенного анализатора концентрации паров этанола в
выдыхаемом воздухе MM-100 (является медицинской техникой)**

Компания «МалидиМед» предлагает Вам приобрести произведенный на нашем предприятии анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе MM-100, предназначенный для измерения массовой концентрации паров этанола в воздухе, выдыхаемом человеком. Прибор оснащен современным электрохимическим датчиком (сенсором), который обеспечивает быстрое и точное измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе сотрудников и надежную долговременную работу прибора.



Преимущества анализатора MM-100:

- 1) современный электрохимический датчик (сенсор);
- 2) простое и удобное управление с помощью одной сенсорной кнопки, устойчивой к поломкам и износу;
- 3) система контроля правильности продувания;
- 4) тестирование производится с помощью мундштуков (наконечников) белорусского производства (НПК «БИОН»);
- 5) активный и пассивный режимы тестирования;
- 6) прибор поставляется в защитном чехле;
- 7) низкое энергопотребление;
- 8) автоматическое отключение анализатора после одной минуты бездействия.

Система контроля правильности продувания (функция антиобман) полностью исключает возможность подделки результатов и манипулирования ими - при недостаточной силе выдоха, прерывании выдоха или втягивании воздуха в себя отбор воздуха для проведения теста не производится, тестируемому нужно продолжить продувание. Низкое энергопотребление анализатора позволяет проводить до 1000 тестов на одном комплекте батареек или аккумуляторов, что исключает необходимость в использовании внешних источников питания.

Анализатор ММ-100 включен в Реестр средств измерений Республики Беларусь в мае 2024 года и поставляется поверенным.

Анализатор ММ-100 включен в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь в августе 2025 года.

Технические характеристики анализатора ММ-100

Тип датчика (сенсора)	электрохимический
Тип продувания	<u>контактный</u> через одноразовый мундштук*
Единица измерения	мг/л
Диапазон измерений	0-0,950 мг/л
Диапазон показаний	0-1,500 мг/л
Пределы допускаемой погрешности	$\pm 0,050$ мг/л в диапазоне 0,000-0,500 мг/л; ± 10 % в диапазоне 0,500-0,95 мг/л
Время готовности анализатора к работе после включения	не более 10 сек.
Продолжительность анализа после отбора пробы	не более 10 сек.
Температура эксплуатации**	от +15°C до +35°C
Техническое обслуживание и настройка точности	при необходимости, но не реже 1 раза в год
Поверка прибора	1 раз в 6 месяцев
Способ питания	2 алкалиновых элемента питания АА 1,5В
Энергопотребление	Низкое, до 1000 тестов а одном комплекте батареек или аккумуляторов
Габаритные размеры (ДхШхВ)	не более 120х64х21 мм
Масса	не более 140 г
Средний срок службы прибора	5 лет
Гарантийный срок	12 месяцев

*Мундштук может использоваться повторно при проведении его дезинфекции. Порядок дезинфекции изделий медицинского назначения в Республике Беларусь определяется инструкцией, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 «О проведении дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации

медицинских изделий» или другими утвержденными ведомственными инструкциями.

****Диапазон температур эксплуатации прибора может быть расширен до -5°C . Для поддержания оптимальной рабочей температуры устройства в условиях низких температур рекомендуется использовать термочехол с системой электроподогрева, который работает от источника питания 5В/500мА. Подключение термочехла возможно через USB-разъём к различным источникам питания: сетевому зарядному устройству, зарядному от бортовой сети транспортного средства или портативному источнику питания (PowerBank). Термочехол приобретается отдельно и не входит в базовую комплектацию прибора.**

Для ознакомления с техническими характеристиками наших анализаторов мы готовы предоставить Вашему предприятию прибор для бесплатной опытной эксплуатации сроком на 1 месяц.

Комплектность анализатора ММ-100: анализатор – 1 шт., чехол – 1 шт., щелочные элементы питания АА 1,5 В – 2 шт., наконечники съёмные до 1000 мкл. НПК «БИОН» – 100 шт., паспорт – 1 шт., свидетельство о поверке – 1 шт.

Стоимость поверенного анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе ММ-100:

— **без НДС — 470,00 (четыреста семьдесят) белорусских рублей;**
— **с НДС - 517,00 (пятьсот семнадцать) белорусских рублей, в том числе НДС (10%) – 47,00 (сорок семь) белорусских рублей.**

Условия оплаты — предварительная оплата в размере 100% от стоимости товара с учетом НДС производится Покупателем в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора поставки последней из сторон.

Срок поставки — в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента внесения предоплаты на расчетный счет Поставщика.

Место поставки и условия поставки товара — транспортом и за счет средств Поставщика на склад Покупателя.

Дополнительно Вы можете приобрести для использования в анализаторе ММ-100 2 аккумулятора C.L.D.P Zn-Ni АА 2500 мВтч, 1.6В стоимостью 26,40 (двадцать шесть) белорусских рублей 40 копеек с учетом НДС (20%) за 2 аккумулятора и зарядное устройство «CLDP» CLA23U для Zn-Ni аккумуляторов стоимостью 30,60 (тридцать) белорусских рублей 60 копеек с учетом НДС (20%), стоимость комплекта составит 57,00 (пятьдесят семь) белорусских рублей 00 копеек с учетом НДС (20%).

Частное предприятие «Малиди» осуществляет работы по техническому обслуживанию, настройке точности и поверке анализатора концентрации паров

этанола в выдыхаемом воздухе ММ-100, который внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь. Сертификат №17649, № госреестра РБ 03 09 7724 20. Стоимость услуги (с учетом доставки прибора за счет нашего предприятия в обе стороны) составляет 130,00 (сто тридцать) белорусских рублей с учетом НДС (20%) один раз в 6 месяцев. Заявку на техническое обслуживание можно оформить на сайте www.malidi.by.

Мы предлагаем нашим клиентам полный комплекс услуг, включающий продажу приборов и систем, гарантийный и послегарантийный ремонт, техническое обслуживание и настройку точности в собственном сервисном центре в г.Полоцке, метрологическую поверку.

Более подробную информацию Вы можете найти на сайтах нашей компании <http://www.алкотестер.бел> и www.malidi.by.

Рады сообщить о возможности посетить наш демонстрационный зал **по предварительной записи** по адресу: г.Минск, ул.Козлова, д.28, пом.204.

Здесь Вы сможете:

- **лично оценить** качество продукции;
- **протестировать** оборудование в действии;
- **получить консультацию** от наших специалистов.

Коммерческое предложение действительно 15 (пятнадцать) календарных дней.

С уважением,

Директор



Д.В. Косаревич